

# Soft-Touch Sitter



Es un sistema de asiento adaptable que brinda soporte en una variedad de posiciones para sentarse. Viene en tres variaciones diferentes: Solo el Sitter, base de cuña fija o base c/s ruedas.

Tiene propiedades antimicrobianas, es impermeable a los fluidos, además de estar libre de látex y resistente a peladuras y desgarros. **Figura 1.**

Base de cuña fija. **Figura 2.**

Base de madera fija. **Figura 3.**

Base de madera con ruedas. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3




Figura 4



# Pensando en ti. Más opciones.

Diseño clínicamente sólido e innovador y valor excepcional.

ESPECIFICACIONES	
Altura usuario	Talla 1 a 5 75 - 185 cm / 30 - 74"
Peso usuario	Talla 1 a 5 9 kg hasta 91 kg / 20 - 200 lbs
Edad usuario	Desde 1 hasta 13 años.
Peso del producto	Desde 2.7 kg hasta 8.6 kg 6 - 19 lbs
Arnés	Incluido
Accesorios	Soporte de cabeza Bandeja de actividades móvil
Colores	Lilac, Aqua y Gris 

Medida de usuario requerida (altura total)	
	Bandeja de actividades móvil
Soporte de cabeza	
	Compatible con cochecitos Special Tomato

## BENEFICIOS

Están destinados a niños con necesidades de posicionamiento leves a moderadas.

## Conoce nuestros productos



### DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



### VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto  
**Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com) 

ver\_2025.11.115

