

Splashy Big

Asiento de baño multiusos



Asiento de baño portátil que facilita la ducha y es mucho más divertido para familias de niños con necesidades especiales. Es un asiento portátil, liviano y de apoyo que funciona para bañarse o juegos desordenados donde quiera que vaya.

Splashy no es solo para el baño o la ducha, se puede usar en la playa, en una piscina para bebés o para actividades de juego. **Figura 1.**

Se adapta a las necesidades de soporte postural de su hijo, con la opción de soporte pélvico de 5 o 3 puntos. **Figura 2.**

4 soportes de posicionamiento desmontables para usar en cualquier parte del asiento donde se requiera soporte. **Figura 3.**

26 opciones de reclinación, desde vertical a 106 grados hasta completamente reclinada a 140 grados. El Floorsitter también se puede utilizar con su GoTo Seat. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3




Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

ESPECIFICACIONES

Altura respaldo	72 cm / 28.5"
Ancho asiento	45 cm / 17.5"
Profundo asiento	40 cm / 15.5"
Ancho respaldo	45 cm / 17.5"
Peso max de usuario	55 kg / 121 lbs
Rango de edad	8 a 16 años
Colores	Asiento y respaldo Azul Accesorios, rosa y verde Base gris

El Floorsitter también se puede utilizar con su GoTo Seat.



BENEFICIOS

Apta para pacientes con daño neuronal y psicomotor ó discapacidad psíquica cognitiva.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11S

