


Rampa Trifold



La rampa de la Serie Advantage TRIFOLD®, con su diseño único de triple pliegue, ofrece la longitud necesaria para que las sillas de ruedas y scooters accedan fácilmente a escalones, vehículos y elevaciones en el terreno. Esta rampa portátil para sillas de ruedas está diseñada para ser utilizada y transportada como una sola unidad, o si se desea, puede separarse rápidamente en dos secciones individuales. Simplemente quitando dos pasadores de bisagra, la rampa de la Serie Advantage TRIFOLD se separa rápidamente en dos mitades ligeras, cada una con su propio asa de transporte.



Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES

Material	Aluminio
Ancho	75 cm / 29.5"
Profundo	152-154 cm / 5' - 10' Ft.
Peso del producto	8 - 13 kg / 16 - 30 lbs
Capacidad de peso	362 kg / 800 lbs
Superficie	Aluminio y antideslizante
Plegado	En tres
Extensión	Si



BENEFICIOS

Adecuados para el hogar, el vehículo o el viaje y ofrecen soluciones temporales o de largo plazo

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.115

