

# Triciclo adaptado

 rifton.



El triciclo es un dispositivo médico y se puede usar para terapia recíproca, ejercicio para mantener el rango de movimiento y fuerza, o con fines recreativos.

Manubrio delantero con opciones abierto o cerrado y freno. **Figura 1.**

Retire las ruedas traseras y la parte delantera, y baje el respaldo para facilitar el transporte. **Figura 2.**

El ángulo del respaldo, permite ajustarlo verticalmente o con una inclinación de 7½° o 15°. **Figura 3.**

El soporte estacionario convierte cualquier triciclo en un entrenador estacionario para practicar pedaleo o actividades en días lluviosos. **Figura 4.**



Figura 1




Figura 2



Figura 3



Figura 4



# Pensando en ti. Más opciones.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

ESPECIFICACIONES	
Marco	Aluminio aeronáutico
Medida de usuario	30 cm hasta 97 cm / 12" hasta 38"
Tamaños	Pequeño, Mediano y Grande
ITEM	X321   X331   X341
Peso max de usuario	68 - 140 kg / 150 - 310 lbs
Peso del producto	21 - 30 kg / 47 - 65 lbs
Tamaño ruedas	12"   15"   18"
Uso	Recreación y rehabilitación
Accesorios	Opcionales
Ajustes	No requieren herramienta
Colores marco	

Cadena de transmisión de fibra de carbono	
Ajustes en asiento y respaldo	
Medida de usuario requerida (entrepierna a piso)	
Medidas de envío A 21" B 52.5" C 27" Peso 54 kg.	

## BENEFICIOS

Ayuda excelente para pacientes con diferentes necesidades de movilidad y rehabilitación.

## Conoce nuestros productos



### DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



### VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto  
**Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)

ver\_2025.11.115

