

Upsee



Upsee es un dispositivo de movilidad vertical diseñado para permitir que los niños con discapacidad motora se paren y se muevan con la ayuda de un adulto.

Disponible en 4 tallas: XS, S, M, L.
Figura 1.

Cinturón de cadera para adultos. El arnés para niños se fija al cinturón para adultos. **Figura 2.**

Sandalias Dobles. **Figura 3.**

Programa de Terapia Upsee. Su guía paso a paso para maximizar la eficacia de Upsee. **Figura 4.**




Figura 1



Figura 2



Figura 3




Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

ESPECIFICACIONES

Tallas	XS, S, M, L
Rango de edad	1 a 8 años
Hombro a cadera	28 - 42 cm / 11" - 16.5"
Circunf. tronco	50 - 71 cm / 19" - 28"
Circunf. cadera	50 - 73 cm / 19" - 29"
Capacidad de peso	15 - 25 kg / 33 - 55 lbs
Colores	Azul y rosa
Tamaño sandalias	(USA) 3.5 - 7.5 / 5.5 - 13 / 5 - 12



BENEFICIOS

Dispositivo de movilidad vertical diseñado para niños con discapacidad motora.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.115

