

VOYAGE



O dispositivo de intervenção precoce ZIPPIE Voyage® combina a conveniência de uma estrutura de carrinho leve e de dobra rápida com assentos e posições incrivelmente versáteis, oferecendo mais opções para apoiar bebês em crescimento e seus cuidadores.

Incline e recline. Melhora o posicionamento para ajudar na alimentação, digestão, função respiratória e orientação visual.

Imagem 1.

Assento reversível com inclinação e reclinção. **Imagem 2.**

Acessórios para o dia a dia. **Imagem 3.**

A parte superior e a estrutura são separadas para um transporte prático e fácil e permitem um bom manuseio ao assistente. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Para quem necessita de tecnologia de ponta para acompanhar as exigências da sua vida ativa.

ESPECIFICAÇÕES

Largura do assento	6" a 13"
Profundidade assento	5" a 13"
Peso do Produto	13 kg / 28 lbs
Altura do encosto	7" a 17"
Capacidade de peso	34 kg / 75 lbs
Ângulo de reclinção	5° a -30°
Ângulo de inclinação	5° Anterior 45° Posterior
Rodas da frente	7"
Rodas traseiras	12"
Acessórios	Opcional
Cores	Na base e capuzes

Assentos versáteis com crescimento integrado



Opções projetadas para facilitar as tarefas diárias



Sistema seguro para acessórios de assistência

BENEFÍCIOS

Um carrinho para necessidades especiais que oferece suporte de posicionamento leve a moderado

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11P

