

VOYAGE



El dispositivo de intervención temprana ZIPPIE Voyage® combina la conveniencia de un marco de cochecito liviano de plegado rápido con asientos y posiciones increíblemente versátiles, lo que brinda más opciones para apoyar a los bebés en crecimiento y a sus cuidadores.

Basculación y reclinación. Mejora el posicionamiento para ayudar con la alimentación, la digestión, la función respiratoria y la orientación visual.

Figura 1.

Asiento reversible con inclinación y reclinación. **Figura 2.**

Accesorios para la vida diaria. **Figura 3.**

La parte superior y el marco se separan para su traslado de forma práctica, fácil y permite al asistente un buen manejo. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Para quienes requieren tecnología de punta para mantener el ritmo de las exigencias de su vida activa.

ESPECIFICACIONES

Ancho de asiento	6" a 13"
Profundidad asiento	5" a 13"
Peso del producto	13 kg / 28 lbs
Altura del respaldo	7" a 17"
Capacidad de peso	34 kg / 75 lbs
Ángulo reclinación	5° a -30°
Ángulo basculación	5° Anterior 45° Posterior
Ruedas delanteras	7"
Ruedas traseras	12"
Accesorios	Opcionales
Colores	En base y capotas

Asientos versátiles con crecimiento incorporado



Opciones diseñadas para facilitar las tareas diarias



Sistema seguro para accesorios de asistencia

BENEFICIOS

Un cochecito para necesidades especiales que brinda soporte de posicionamiento de leve a moderado

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.115

