

# WAVE

## Sistema de banho

 rifton.



Quando facilitamos o banho, nossos clientes ficam mais saudáveis. A nova WAVE, uma cadeira de banho que melhora a experiência do banho tanto para o cliente como para o cuidador.

Material durável e macio ao toque, possui propriedades antimicrobianas, é à prova d'água e sem látex. **Imagem 1.**

Ajuste o ângulo do encosto e do assento até 75° com uma mão, para maior segurança e tranquilidade. **Imagem 2.**

O suporte para duche permite que o utilizador seja colocado no duche a uma altura que permite uma melhor limpeza e protege as costas. As rodas de travamento (4") permitem uma mobilidade fácil e suave. **Imagem 3.**

A engenhosa base de transferência da banheira é ideal para usuários grandes ou pesados que precisam de um banho sobre a banheira. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3




Imagem 4



# Pensando em você. Mais opções.

Equipamentos fabricados e adaptados para crianças e adultos com deficiência.

ESPECIFICAÇÕES	
Medição total usuário	76 cm - 188 cm   30" - 74"
Medidas do quadro	Pequeno, Médio e Grande
Largura do assento	15" / 15" / 17,5"
Altura do encosto	23" / 26,5" / 32"
Peso máximo usuário	34 kg - 113 kg   75 lbs - 250 lbs
Peso do Produto	4,6 kg - 14,5 kg   10,2 lbs - 32 lbs
Usar	Sistema de banho de transferência
Acessórios	Opcional
Configurações	Não são necessárias ferramentas
Cores de tecido	



## BENEFÍCIOS

Adequado para pacientes com danos neuronais e psicomotores ou deficiência psíquica cognitiva.

## Conheça nossos produtos



### PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



### VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)   

ver\_2025.11.11P

