

WeGo



Ligera, portátil y elegante como cualquier carriola de paseo típica y además puedes colocar tu GoTo en él, por lo tanto, tu pequeño recibe todo el apoyo y la comodidad para pasear.

Es muy fácil meter y sacar su asiento GoTo de WeGo. **Figura 1.**

Se reclina a 140° y seguirán teniendo el apoyo del asiento GoTo. **Figura 2.**

Cubierta de lluvia especial. **Figura 3.**

Se pliega de forma compacta para su transporte: no es necesario quitar las ruedas traseras para plegarlo. **Figura 4.**




Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Diseño clínicamente sólido e innovador y valor excepcional.

ESPECIFICACIONES

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Altura total usuario | 116 cm / 45.6" |
| Ancho asiento | 35 cm / 13.5" |
| Profundo asiento | 26 cm / 10" |
| Peso max de usuario | 30 kg / 66 lbs |
| Peso del producto | 11 kg / 24.2 lbs |
| Rango de edad | 1 a 8 años |
| Accesorios | Opcionales |
| | Compatible con Go To Seat |

Medida de usuario
requerida
(altura total)



BENEFICIOS

Un cochecito para necesidades especiales que brinda soporte de posicionamiento de leve a moderado

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com 

ver_2025.11.115

