

XT4



magic
Mobility

Atualize-se e passe a dirigir a cadeira de rodas elétrica com tração nas quatro rodas mais avançada do mundo. A XT4 se baseia na impressionante experiência da Magic Mobility em oferecer desempenho extremo em cadeiras de rodas elétricas com tração nas quatro rodas off-road. A XT4 oferece estabilidade, alcance, conforto e controle incríveis, mesmo nos terrenos mais desafiadores.

A suspensão dianteira e traseira patenteada da XT4. **Imagem 1.**

Bateria de alta capacidade. **Imagem 2.**

Pneus cravejados de baixa pressão. **Imagem 3.**

Oferece três cores padrão, três estampas especiais e fibra de carbono. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3




Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Para quem necessita de tecnologia de ponta para acompanhar as exigências da sua vida ativa.

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Largura do assento | 13" até 23" |
| Profundidade assento | 13" até 24" |
| Peso do Produto | A partir de 145 kg |
| Capacidade de peso | 181 kg / 158 kg Elevado ou inclinado |
| Altura do encosto | 16,5" até 26" |
| Classificação máxima | 30 km |
| Velocidade máxima | 9.7 kmh |
| Rodas | 14" |
| Raio de giro | 55.5" |
| Largura total | 27.5" |



- Elevação e inclinação do assento 12" / 45°
- Elevação do apoio de pernas de 95 a 180°
- Inclinação de 50°
- Reclinação 95-160°

BENEFÍCIOS

Para utilizadores com mobilidade reduzida parcial ou total dos membros inferiores.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11P

