

XT4

magic
Mobility



Conduzca la silla de ruedas motorizada con tracción en las cuatro ruedas más avanzada del mundo. La XT4 se basa en la impresionante experiencia de Magic Mobility en ofrecer un rendimiento extremo todoterreno con tracción en las cuatro ruedas. La XT4 ofrece una estabilidad, autonomía, comodidad y control increíbles incluso en los terrenos más desafiantes.

La suspensión delantera y trasera patentadas de la XT4. **Figura 1.**

Batería de alta capacidad. **Figura 2.**

Neumáticos de tacos de baja presión. **Figura 3.**

Ofrece tres colores estándar, tres estampados especializados y fibra de carbono. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3




Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios.

ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Ancho de asiento | 13" hasta 23" |
| Profundidad asiento | 13" hasta 24" |
| Peso producto | Desde 145 kg |
| Capacidad peso | 181 kg / 158 kg Elevada o basculada |
| Altura del respaldo | 16.5" hasta 26" |
| Máximo rango | 30 km |
| Velocidad máxima | 9.7 kmh |
| Ruedas | 14" |
| Radio de giro | 55.5" |
| Ancho total | 27.5" |



- Elevación e inclinación del asiento 12" / 45°
- Elevación del reposapiernas de 95 a 180°
- Basculación 50°
- Reclinación de 0°-160°

BENEFICIOS

Para usuarios con movilidad reducida parcial o total de miembros inferiores.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11S

