

ZONE



Cadeira leve, divertida e crescente para crianças ativas! A Zippie® Zone™ é uma cadeira de rodas rígida pediátrica inovadora e ultraleve com uma variedade de opções; perfeito para crianças e adolescentes ativos. Oferece inúmeras opções de crescimento e proporciona maior acesso a rodas para mobilidade independente.

Capacidade de crescimento com profundidade de 3" incorporada na estrutura. **Imagem 1.**

Estrutura de alumínio aeroespacial ultraleve 7000. **Imagem 2.**

Opções de cores de quadro, garfo e plataforma, eixo, roda e proteção. **Imagem 3.**

Um sistema de assento personalizado Ride Designs®. **Imagem 4.**




Imagem 1



Imagem 2




Imagem 3




Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Para quem necessita de tecnologia de ponta para acompanhar as exigências da sua vida ativa.

ESPECIFICAÇÕES

ITEM	EIRZ1
Quadro	Alumínio
Tipo de moldura	Rígido
Largura do assento	8" a 16" / 20,3 cm a 40,6 cm
Profundidade assento	9" a 18" / 23 cm a 45,7 cm
Capacidade de peso	75 kg / 165 lbs
Peso do Produto	6,4 kg / 14 lbs
Acessórios	Opcional
Configurações	Em medições
Cores disponíveis:	

Estrutura leve e dobrável
fácil de transportar e armazenar



BENEFÍCIOS

Tecnologia de estrutura rígida e estrutura dobrável para crianças ativas e em crescimento.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11P

