

Cadeira de rodas bariátrica

Coyote M



ONE

Uma cadeira de rodas de aço resistente, feita para pacientes que necessitam de maior capacidade de peso. É confortável, dobrável e oferece alto desempenho para usuários com estilo de vida ativo. Ideal para: pacientes que precisam de espaço adicional e suporte robusto para o uso diário. Para usuários com peso superior a 150kg.

Estrutura dobrável para fácil transporte e armazenamento. **Imagem 1.**

Apoios de braços dobráveis até à secretária, apoios de braços em PVC. **Imagem 2.**

Marco reforçado com dupla cruzeta e barra estabilizadora no respaldo para suportar o peso maior do usuário. **Imagem 3.**

Apoiações de alumínio com banda para talón. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4




Pensando em você. Mais opções.

Produtos de alta qualidade com os acessórios necessários a um preço acessível.

ESPECIFICAÇÕES

Quadro	Dobrável em aço, revestimento em pó
Largura do assento	22" e 24"
Profundidade assento	18"
Peso do Produto	24 kg
Capacidade de peso	150 kg
Roda da frente	8"x2" sólidas
Roda traseira	24" sólidas
Apoio de braço	Dobrável em PVC estilo escrivaninha
Apoio para os pés	Removível e ajustável em altura
Tecido	Nylon extra forte resistente ao fogo com espuma



BENEFÍCIOS

Para pessoas que necessitam de uma cadeira de transferência leve e segura.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com 

ver_2025.11.11P

