

# Silla de ruedas bariátrica



Una silla de ruedas de acero resistente, diseñada para pacientes que requieren mayor capacidad de peso. Es cómoda, plegable y ofrece alto desempeño para usuarios con estilos de vida activos. Ideal para: pacientes que necesitan espacio adicional y un soporte robusto para el uso diario. Para usuarios de más de 150 kg.

Marco plegable para facilitar su traslado y almacenamiento. **Figura 1.**

Apoyabrazos Abatibles con longitud de escritorio, apoyabrazos de PVC. **Figura 2.**

Marco reforzado con doble cruceta y barra estabilizadora en el respaldo para soportar mayor peso del usuario. **Figura 3.**

Apoyapies de aluminio con banda para talón. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4




# Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

## ESPECIFICACIONES

Marco	Plegable de acero, pintura en polvo
Ancho de asiento	22" y 24"
Profundidad de asiento	18"
Peso del producto	24 kg
Capacidad de peso	150 kg
Rueda delantera	8"x 2" sólidas
Rueda trasera	24" sólidas
Apoyabrazos	Abatibles tipo escritorio de PVC
Soporte de pies	Desmontables y ajustables en altura
Tela	Nylon extrafuerte resistente al fuego con espuma



### Medidas de envío

A 33"

B 11"

C 37"

Peso 28 kg.

## BENEFICIOS

Para personas que requieren una silla de traslado de forma ligera y segura.

## Conoce nuestros productos



### DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



### VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto  
**Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com) 

ver\_2025.11.115

