

Cadeira motorizada transportável



A estrutura do Felix é sólida e robusta, pode ser dobrada para ser guardada em quase todos os porta-malas e bancos traseiros. A caixa da bateria é removida. O joystick PG de 4 botões é fácil de usar e controla motores Linux duplos.

Estrutura dobrável para fácil transporte e armazenamento. **Imagem 1.**

O joystick PG de 4 botões extremamente responsivo e fácil de usar. **Imagem 2.**

O eixo pode ser ajustado em duas posições, 4 opções de altura e duas de centro de gravidade (profundidade). **Imagem 3.**

Os suportes do apoio para os pés são ajustáveis em altura, dobráveis e podem. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Produtos de alta qualidade com os acessórios necessários a um preço acessível.

ESPECIFICAÇÕES

Quadro	Aço, Dobrável Cor Azul
Largura do assento	17", 18" e 19"
Assento profundo	17"
Altura do encosto	16"
Tipo de encosto	Tensão ajustável
Peso do Produto	65 kg
Capacidade de peso	136 kg / 300 lbs
Rodas	12" sólido 8" x 2" sólido
Apoio de braço	Acolchoado
Velocidade	7 kmh
Bateria	Ácido Selado 12V/25AH



Medidas de envio

A 34"

B 15"

C 39"

Peso 70 kg.

BENEFÍCIOS

Para utilizadores com mobilidade reduzida parcial ou total dos membros inferiores.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com



ver_2025.11.11P

