

# Cadeira motorizada compacta

FELIX<sup>e</sup>



 ONE

Uma cadeira de rodas motorizada moderna, com design exclusivo de dobra frontal que torna o armazenamento e o transporte mais fáceis do que nunca. Elegante, acolchoada e pronta para uso em ambientes internos e externos. Ideal para: pacientes com estilo de vida ativo que valorizam soluções compactas sem comprometer o desempenho.

Estrutura dobrável para fácil transporte e armazenamento. **Imagem 1.**

O joystick PG de 4 botões extremamente responsivo e fácil de usar. **Imagem 2.**

Motores Linix duplos. **Imagem 3.**

Apoios de braços acolchoados e Rebatíveis. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3




Imagem 4




# Pensando em você. Mais opções.

Produtos de alta qualidade com os acessórios necessários a um preço acessível.

## ESPECIFICAÇÕES

Quadro	Alumínio, Dobrável, Preto
Largura do assento	18"
Assento profundo	17"
Altura do encosto	18"
Tipo de encosto	Tecido acolchoado
Peso do Produto	36 kg / 79,4 lbs
Capacidade de peso	136 kg / 300 lbs
Rodas	12" sólido   8" x 2" sólido
Motores	200W*2 LINIX
Velocidade	7 kmh
Bateria	Lítio 24V 20Ah, carregador HP 24V
HCPCS	K0013



### Medidas de envio

A 28"

B 16"

C 35"

Peso 42 kg.

## BENEFÍCIOS

Para utilizadores com mobilidade reduzida parcial ou total dos membros inferiores.

## Conheça nossos produtos



### PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



### VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com) 

ver\_2025.11.11P

