

Q100 R

QUICKIE®



Projetada para desafiar os padrões de cadeiras de rodas motorizadas para uso interno e externo, a Q100 R é ultracompacta, oferecendo agilidade em ambientes internos e a estabilidade e o desempenho que você espera nas ruas da cidade. Design inteligente, aparência elegante.

Pesando a partir de 95 kg, é muito fácil de levantar e transportar. **Imagem 1.**

Controlador de joystick PG VR2, altamente compatível e fácil de instalar. **Imagem 2.**

Compacto com 54 cm de largura total, prático e fácil de manobrar. **Imagem 3.**

Novas opções de montagem central mais compactas reduzem o raio de giro em 10 cm. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Para quem necessita de tecnologia de ponta para acompanhar as exigências da sua vida ativa.

ESPECIFICAÇÕES

Largura do assento	17" a 19"
Profundidade do assento	16" a 20"
Altura do encosto	20"
Capacidade de peso	125 kg
Peso do produto	Desde 95 kg >
Sistema de rodas	8" e 12,5"
Motores	2 polos
Velocidade	6 kmh
Raio de giro	160 cm

Cores disponíveis:



PRETO

AZUL

VERDE

VERMELHO

2 baterias seladas
55 Amp



BENEFÍCIOS

Para pessoas ativas, principalmente lesões espinhais e motoras.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com



ver_2026.02.21P

