

Q100 R

QUICKIE®



Diseñada para desafiar los estándares de las sillas motorizadas para interiores y exteriores, la Q100 R es ultracompacta para brindar agilidad en interiores, con estabilidad y rendimiento como en casa en las calles de la ciudad. Diseño inteligente, apariencia elegante.

Peso desde 95 kg., por lo que es muy fácil de levantar y transportar. **Figura 1.**

Controlador de Joystick PG VR2, alta compatibilidad y fácil Instalación. **Figura 2.**

Compacta de 54cm. de ancho total, práctica y fácil de conducir. **Figura 3.**

Las nuevas opciones de montaje central más pequeñas reducen el radio de giro en 10 cm. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Para quienes requieren tecnología de punta para mantener el ritmo de las exigencias de su vida activa.

ESPECIFICACIONES

Ancho de asiento	17" a 19"
Profundidad de asiento	16" a 20"
Altura del respaldo	20"
Capacidad de peso	125 kg
Peso del producto	Desde 95 kg >
Sistema ruedas	8" y 12.5"
Motores	2 polos
Velocidad	6 kmh
Radio de giro	160 cm

Colores disponibles:



NEGRO AZUL VERDE ROJO

2 baterías selladas
55 Amp



BENEFICIOS

Para personas activas principalmente lesiones medulares y motoras.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

**Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com



ver_2026.02.215

