

Silla reclinable



CoyoteR

ONE

Esta silla de ruedas reclinable ofrece soporte completo de espalda, incluyendo reposacabezas acolchado y reposapiernas elevables para un mejor posicionamiento. Sus partes plegables facilitan el transporte y el almacenamiento. Ideal para pacientes que requieren soporte de cuerpo completo en una solución económica y transportable.

Marco plegable con barra de bloqueo para la reclinación del respaldo.
Figura 1.

Ayopapias con elevación desde 50° hasta 0°, ajustables en altura, abatibles, y desmontables.
Figura 2.

Reclinación del respaldo desde 85° hasta 175°. **Figura 3.**

Ruedas traseras de extracción rápida para una mejor forma de transportación. **Figura 4.**




Figura 1




Figura 2



Figura 3



Figura 4




Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES

Estructura del marco	Acero color amartillado
Tamaño del asiento	16"x16", 18"x16" y 20"x17"
Peso del producto	26 kg
Capacidad de peso	120 kg / 264.5 lbs
Ruedas delanteras	8"x 2"
Ruedas traseras	24" neumáticas extracción rápida
Apoyabrazos	Desmontables
Apoya pies	Elevables, abatibles y desmontables
Altura de respaldo	20" / Con soporte de cabeza 31"
Soporte de cabeza	Incluido



BENEFICIOS

Una silla para necesidades especiales que brinda reclinación y posicionamiento.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com 

ver_2026.04.115

