

# Silla motorizada marco rígido



**FELIX<sup>®</sup>**

La Felix<sup>®</sup> R combina comodidad, soporte postural y control preciso en una silla motorizada de estructura rígida para uso interior y exterior. El joystick permite manejarla fácilmente, mientras que su respaldo ergonómico y apoyacabezas mejoran la posición del usuario. Además, cuenta con un asiento que se ajusta a las medidas del cuerpo, permitiendo un uso personalizado y cómodo durante todo el día.

Reclinación manual desde 90° hasta 130°. **Figura 1.**

Joystick fácil de usar. **Figura 2.**

Ruedas delanteras sólidas color negro 8.5" x 2.5". **Figura 3.**

Ruedas traseras sólidas color negro 13.5" x 2.5". **Figura 4.**





Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4




# Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

## ESPECIFICACIONES

Marco	Rígido de acero color azul
Asiento	18" x 17"
Altura respaldo	20.5"
Respaldo y asiento	Tela acolchada
Peso producto	102.4 kg / 226 lbs
Capacidad peso	136 kg / 300 lbs
Ruedas	13.5" x 2.5" sólida   8.5" x 2.5" sólida
Motores	2 x 340 W, freno electromagnético
Velocidad	10 kmh
Rango por carga	30 km
Batería	De plomo-ácido de 12 V y 38 Ah
Suspensión	Trasera



### Medidas de envío

A 40"

B 29"

C 34"

Peso 110 kg.

**BENEFICIOS** Para usuarios con movilidad reducida parcial o total de miembros inferiores.

## Conoce nuestros productos



### DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



### VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto  
**Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com) 

ver\_2026.04.115

