



CATÁLOGO



SOMOS UM • SOMOS ACESSIBILIDADE

www.lohmedical.com



ver_2025.10.01P



Mobilidade e Independência

OneLoh: Inovação em Mobilidade para a América Latina

Somos uma empresa multinacional de saúde que, desde 2002, fornece produtos e serviços para pessoas com deficiências físicas. De propriedade e gestão familiar, temos nossa sede em Clarks Summit, Pennsylvania, com escritórios em diversos locais dos Estados Unidos e da América Latina. Nossa equipe enérgica e diversificada atua com empatia e inovação, sempre em busca das melhores soluções e resultados para os pacientes que atendemos.

Em 2016 lançamos a OneLoh, nossa linha própria de produtos de mobilidade. Nosso objetivo continua sendo elevar o padrão dos produtos de mobilidade tradicionais, com detalhes que levam em conta o paciente – e suas famílias – sem aumentar os custos. Somos apaixonados por compartilhar nossos produtos e serviços com você e agradecemos por confiar em nós para atender às suas necessidades de mobilidade.

Junte-se aos mais de 200.000 clientes satisfeitos que confiam na Loh Medical pela qualidade, serviço e dedicação humana.





Índice

Coyote Alumínio	... 4
Coyote Aço	... 5
Coyote R	... 6
Coyote M	... 7
Coyote T	... 8
Coyote T+	... 9
Coyote A	... 10
Almofada OneLoh	... 11
Limosa	... 12
Felix	... 13
Felix E	... 14
Feix RT	... 15
Felix R	... 16
Contato	... 17

Cadeira de alumínio



SOMOSUM • SOMOSACESIBILIDADE



A Coyote® Aluminum é uma cadeira de rodas leve e dobrável, projetada para facilitar a mobilidade e proporcionar mais conforto para pessoas que precisam de assistência. Sua estrutura de alumínio oferece resistência sem adicionar peso desnecessário, permitindo uma manobrabilidade ágil. Conta com eixo de liberação rápida para facilitar o transporte, apoios de braço ajustáveis em altura e apoios para os pés reguláveis, adaptando-se a diferentes necessidades do dia a dia.

Quadro	Dobrável em alumínio
Largura do assento	16", 18" e 20"
Profundidade assento	16" & 18"
Peso do Produto	15,5 kg
Capacidade de peso	120 kg / 265 lbs
Roda dianteira	8" x 2" sólido
Roda traseira	24" pneumático (sólido opcional) Extração rápida com raios cruzados
Apoio de braço	Altura ajustável e dobrável
Apoio para os pés	Removível e ajustável em altura
Encosto	Tensão Ajustável 18"

Para pessoas que necessitam de uma cadeira de transferência de forma leve e segura.



Cadeira de rodas em aço



Para pessoas que necessitam de uma cadeira de transferência de forma leve e segura.



SOMOSUM • SOMOSACCESIBILIDADE

A Coyote® Aço oferece uma solução prática para pessoas com mobilidade reduzida que buscam uma cadeira de rodas confiável para deslocamentos básicos. Sua estrutura dobrável permite transporte fácil em veículos ou dentro de instalações médicas, proporcionando conforto e segurança. Seu design compacto facilita o armazenamento e suporta até 120 kg, sem comprometer a funcionalidade ou a durabilidade.

Quadro	Aço dobrável
Largura do assento	16", 18" e 20"
Profundidade assento	16"
Peso do Produto	18 kg / 39,7 lbs
Peso de transporte	16 kg (35,3 lbs) sem apoio de pernas
Capacidade de peso	120 kg / 265 lbs
Roda dianteira	8" x 2" (opcional 8" x 1")
Roda traseira	24" sólido, sem liberação rápida
Apoio de braço	Dobrando
Apoio para os pés	Destacável e altura ajustável
Encosto	Tecido padrão 16" de altura



Cadeira de rodas reclinável



SOMOSUM • SOMOSACCESIBILIDADE



A Coyote® R oferece conforto e suporte total para quem precisa de assistência postural completa, sem abrir mão da mobilidade. Seu encosto reclinável até 180° permite posicionamentos prolongados em diferentes posturas. Também conta com apoios de braço removíveis que facilitam o acesso lateral e apoios de pernas eleváveis para maior conforto. Graças ao eixo de liberação rápida, pode ser facilmente transportada até mesmo em veículos pequenos.

Quadro	Aço dobrável
Largura do assento	16", 18" e 20"
Profundidade assento	16"
Peso do Produto	26 kg / 57,3
Capacidade de peso	136 kg / 300 lbs
Roda dianteira	8"x 2"
Roda traseira	Extração rápida pneumática de 24"
Apoio de braço	Destacável
Apoio para os pés	Elevável, dobrável e removível
Altura do encosto	20" / Com apoio de cabeça 31"
Apoio de cabeça	Incluso

Para pessoas que necessitam de uma cadeira de transferência de forma leve e segura.



Cadeira de rodas bariátrica



Para pessoas que necessitam de uma cadeira de transferência de forma leve e segura.



SOMOSUM • SOMOSACESSIBILIDADE

A Coyote® M é uma cadeira robusta e funcional para pessoas que necessitam de um modelo resistente e confiável. Projetada para suportar até 150 kg, sua estrutura de aço proporciona durabilidade para o uso diário, sem comprometer o conforto. É uma opção ideal para quem procura uma cadeira que acompanhe a rotina com estabilidade e eficiência.

Quadro	Aço dobrável
Largura do assento	22" e 24"
Profundidade assento	18"
Peso do Produto	24 kg 22 kg sem apoio de pernas
Capacidade de peso	150 kg / 330 lbs
Roda dianteira	8"x 2" sólido
Roda traseira	24" sólido com raios cruzados
Apoio de braço	Tipo de mesa dobrável
Apoio para os pés	Removível e ajustável em altura
Tecido	Nylon reforçado com espuma resistente ao fogo



Cadeira com inclinação de 45°



SOMOSUM • SOMOSACCESIBILIDADE



A Coyote® T oferece funções de inclinação e reclinção em uma estrutura de alumínio, proporcionando alívio de pressão e suporte postural para usuários pediátricos com lesão neurológica. Seu sistema de inclinação manual permite ajustar o ângulo do assento no espaço, facilitando as mudanças posturais. É compatível com apoios de cabeça, suportes laterais de tronco e suporte abdutor, permitindo um posicionamento básico, porém eficaz.

Quadro	Alumínio, dobrável
Largura do assento	14", 16"
Profundidade assento	14"
Altura do encosto	18" 22" com apoio de cabeça
Peso do Produto	21 kg 11 kg sem acessórios
Capacidade de peso	90 kg / 198 lbs
Roda dianteira	6" sólido
Roda traseira	16" sólido
Assento, encosto	Acolchoamento respirável
Apoio de braço	Ajustável em altura e removível
Apoio para os pés	Elevável, removível e altura ajustável

Uma cadeira para portadores de necessidades especiais que fornece suporte de inclinação e posicionamento.



Cadeira com inclinação e reclinção manual



SOMOSUM • SOMOSACESSIBILIDADE



Uma cadeira de rodas para necessidades especiais que proporciona inclinação e reclinção

A Coyote® T+ é uma cadeira neurológica com estrutura rígida de alumínio, pensada para oferecer liberdade de movimento, possibilidade de crescimento e ajustes personalizados. Graças às suas funções manuais de reclinção e inclinação, permite realizar mudanças posturais com facilidade. Sua estrutura adapta-se a qualquer tipo de encosto e assento, possibilitando configurações de posicionamento de acordo com as necessidades específicas.

Quadro	Estrutura rígida de alumínio, preta
--------	-------------------------------------

Largura do assento	14" até 19"
--------------------	-------------

Profundidade assento	14" até 19" (painel de alumínio)
----------------------	----------------------------------

Peso do Produto	34 kg
-----------------	-------

Capacidade de peso	136 kg
--------------------	--------

Roda da frente	7" sólido
----------------	-----------

Roda traseira	16" sólido
---------------	------------

Apoio de braço	Ajustáveis em altura e removíveis
----------------	-----------------------------------

Apoio de cabeça	Anatômico, ângulo e profundidade
-----------------	----------------------------------

Encosto e almofada	Não incluso
--------------------	-------------

Suportes de tronco	Não incluso
--------------------	-------------



Cadeira de alumínio ativa



SOMOSUM • SOMOSACESSIBILIDADE



A Coyote® A é uma cadeira de rodas leve com estrutura rígida de alumínio, projetada para pessoas ativas que buscam maior funcionalidade e liberdade de movimento. Seu design compacto e resistente permite uma condução ágil e segura em diversos ambientes. Oferece uma excelente combinação de manobrabilidade e durabilidade para o uso diário, sem abrir mão do conforto e da independência.

Quadro	Estrutura de alumínio preta
Largura do assento	16" e 18"
Profundidade assento	16"
Altura do encosto	14" - 16"
rodas da frente	Roda de alumínio maciço de 5"x 1,5"
Rodas traseiras	24" pneumático, extração rápida
Capacidade de peso	110 kg / 242.5 lbs
Peso do Produto	14 kg 9 kg sem rodas traseiras
Acessórios opcionais	Suporta braços tubulares

Para pessoas que necessitam de uma cadeira de transferência de forma leve e segura.



Almofada OneLoh



SOMOSUM • SOMOSACCESIBILIDADE



Auxiliar para posicionamento e conforto do usuário.

A almofada OneLoh combina conforto e praticidade em uma solução acessível para melhorar a experiência do usuário na cadeira de rodas. Feita de espuma de média densidade, oferece suporte adequado para longos períodos de uso. Seu design leve facilita o transporte e a adaptação a diferentes modelos de cadeiras, enquanto sua capa respirável e fácil de limpar garante higiene e conforto em todos os momentos.

Largo 14", 16", 18" e 20"

Profundo 14", 16", 17" e 18"

Espessura assento 8 cm / 3,1"

Espessura da peça
parte inferior da coxa 7 cm / 2,7"

Espessura medial
da coxa 4,5 cm / 1,7"

Apoio lateral
para coxas 4,5 cm / 1,7"

Contorno pélvico 3,5 cm / 1,3"

Capacidade de peso 130 kg / 286 lbs



Scooter Compacta



SOMOSUM • SOMOSACCESIBILIDADE

limosa 



Projetado para ser conduzido em calçadas e áreas de pedestres.

O scooter Limosa® te dá a liberdade de se movimentar com facilidade, seja em ambientes externos ou durante suas viagens. Combina o desempenho de um scooter esportivo com a portabilidade de um modelo de viagem. Seu design permite que seja desmontado rapidamente em 5 peças para facilitar o transporte e o armazenamento. Apesar do tamanho compacto, é resistente e suporta até 136 kg, garantindo independência e segurança em cada trajeto.

Assento	17" largura por 15" profundidade
Altura do encosto	15"
Peso do Produto	49 kg / 108 lbs
Peso das peças	Frente 16,5 kg, traseira: 11,5 kg Baterias de 9 kg, Assento e encosto: 10 kg
Capacidade de peso	136 kg / 300 lbs
Rodas	8"x 2" Sólido
Altura base ao chão	10 cm
Apoio de braço	Dobrável e acolchoado
Velocidade	8 kmh
Cor	Óleo verde



Cadeira motorizada transportável



SOMOSUM • SOMOSACESSIBILIDADE

FELIX



A cadeira de rodas motorizada Felix® oferece uma excelente combinação de potência, portabilidade e design funcional para facilitar sua independência. Possui encosto ajustável em tecido e apoios de braço reguláveis em altura. Está equipada com dois motores e uma bateria composta por duas unidades de 12V, garantindo um deslocamento suave em diferentes superfícies.

Quadro	Aço, dobrável cor azul
Assento	17", 18 e 19" X 17"
Altura do encosto	16"
Tipo de encosto	Tensão ajustável de 7 bandas
Peso do Produto	55 kg / 143,3 lbs
Peso de transporte	37,5 kg (82,7 lbs) sem apoios ou baterias
Capacidade de peso	136 kg / 300 lbs
Rodas	12" sólido 8"x 2" sólido
Velocidade	7 kmh
Bateria	Ácido selado 12V/25AH
Apoio para pernas	Regulação removível e tibiotarsa

Para usuários com mobilidade reduzida parcial ou total dos membros inferiores.



Cadeira motorizada compacta



SOMOSUM • SOMOSACESIBILIDADE

FELIX^e



A Felix® E é uma cadeira de rodas motorizada com fechamento frontal que facilita o armazenamento e o transporte sem esforço. Oferece uma condução suave tanto em ambientes internos quanto externos, graças ao seu motor potente e design ergonômico. Seu assento acolchoado e encosto com tensão ajustável proporcionam conforto prolongado, e suporta até 136 kg, oferecendo mobilidade com total segurança.

Estrutura	Alumínio, dobrável, cor preto
Largura do assento	18"
Profundidade assento	17"
Altura do encosto	18"
Peso do produto	36 kg / 79,4 lbs
Capacidade de peso	136 kg / 300 lbs
Rodas	12" sólida 8"x 2" sólida
Motores	200W*2 LINIX
Velocidade	7 kmh
Bateria	Lítio 24V 20Ah, carregador HP 24V

Para usuários com mobilidade reduzida parcial ou total dos membros inferiores.



Cadeira motorizada com inclinação e reclinção elétricas



SOMOSUM • SOMOSACCESIBILIDADE

FELIX^{RT}



A Felix® RT é uma cadeira motorizada com estrutura rígida e sistema eletrônico de inclinação e reclinção que oferece máxima independência e conforto. Projetada para usuários com lesão neurológica, permite realizar ajustes posturais sem esforço. Seu encosto e assento de espuma injetada proporcionam suporte contínuo, ajudando a manter uma postura adequada e confortável em todos os momentos.

Estrutura	Aço azul rígido
Largura do assento	18"
Profundidade assento	17"
Altura do encosto	18"
Peso do produto	102,4 kg / 226 lbs
Capacidade de peso	136 kg / 300 lbs
Rodas	14" x 3" sólida 9" x 3" sólida
Motores	340W * 2
Velocidade	10 kmh
Bateria	Ácido selado 24V/50AH

Para usuários com mobilidade reduzida parcial ou total dos membros inferiores.



Cadeira de rodas motorizada com estrutura rígida



SOMOSUM • SOMOSACCESIBILIDADE

FELIX^R



A Felix[®] R combina conforto, suporte postural e controle preciso em uma cadeira motorizada com estrutura rígida para uso interno e externo. O joystick permite fácil condução, enquanto o encosto ergonômico e o apoio de cabeça melhoram o posicionamento do usuário. Conta ainda com um assento que se ajusta às medidas do corpo, permitindo um uso personalizado e confortável ao longo do dia.

Estrutura	Aço azul rígido
Largura do assento	18"
Profundidade assento	17"
Altura do encosto	18"
Peso do produto	102,4 kg / 226 lbs
Capacidade de peso	136 kg / 300 lbs
Rodas	12,5" x 2" sólida 8" x 2" sólida
Motores	340W * 2
Velocidade	10 kmh
Bateria	Ácido selado 12V/38AH

Para usuários com mobilidade reduzida parcial ou total dos membros inferiores.





Mobilidade e independência



USA - Loh Medical Headquarters

✉ Info@lohmedical.com

☎ Sales (570) 316-0872

México

✉ infomexico@lohmedical.com

☎ Ventas (52) 56 2099 9337 

**Aruba | Barbados | Bermuda | Curacao
Ecuador | Guatemala | Panamá
Puerto Rico | Trinidad y Tobago**

✉ caribe@lohmedical.com

☎ Ventas +1 (570) 319 4647 

**Bahamas | Bonaire | El Salvador
Honduras | Islandia | Jamaica
Nicaragua | República Dominicana
Otros**

✉ ventas@lohmedical.com

☎ Ventas +1 (570) 213 7984

 Ventas +1 272 6109

**Argentina | Bolivia | Chile | Paraguay
Perú | Uruguay**

✉ infoconosur@lohmedical.com

☎ Ventas +1 (570) 218 4990

 Ventas +54 9 3489 48-5497

Brasil

✉ infobrasil@lohmedical.com

☎ Vendas (11) 99132-1853 

Colombia

✉ ventascolombia@lohmedical.com

☎ Ventas (315) 9850710 

☎ Servicio técnico (315) 2355302 

☎ Postventa (315) 8749566 

☎ Atención al paciente (314) 4168450 

Costa Rica

✉ infocostarica@lohmedical.com

☎ Ventas (506) 6409 2196 

☎ Servicio técnico (506) 6489 7658 

☎ Atención al paciente (506) 6479 1786 

☎ Ventas a Distribuidores (506) 6195 6785 

www.lohmedical.com