



CATÁLOGO



SOMOS UNO • SOMOS ACCESIBILIDAD

www.lohmedical.com



ver_2025.10.01S



Movilidad e Independencia

OneLoh: Innovación en Movilidad para América Latina

Somos una empresa multinacional de atención médica que ha estado proporcionando productos y servicios para personas con discapacidades físicas desde 2002. De propiedad y operación familiar, tenemos sede en Clarks Summit, Pennsylvania, y oficinas en todo Estados Unidos y América Latina. Nuestro equipo enérgico y diverso lidera con empatía e innovación, siempre en busca de las mejores soluciones y resultados para los pacientes a quienes servimos.

En 2016 lanzamos OneLoh, nuestra línea propia de productos de movilidad. Nuestro objetivo sigue siendo elevar el estándar de los productos de movilidad tradicionales, con detalles que toman en cuenta al paciente y a sus familias, sin aumentar los costos. Nos apasiona compartir nuestros productos y servicios contigo, y agradecemos la confianza que depositas en nosotros para tus necesidades de movilidad.

Únete a los más de 200,000 clientes satisfechos que confían en Loh Medical por su calidad, servicio y compromiso humano.





Índice

Coyote Aluminio	... 4
Coyote Acero	... 5
Coyote R	... 6
Coyote M	... 7
Coyote T	... 8
Coyote T+	... 9
Coyote A	... 10
Cojín OneLoh	... 11
Limosa	... 12
Felix	... 13
Felix E	... 14
Felix RT	... 15
Felix R	... 16
Contacto	...17

Silla de aluminio



SOMOS UNO • SOMOS ACCESIBILIDAD



La Coyote® Aluminio es una silla de ruedas liviana y plegable, diseñada para facilitar la movilidad y brindar mayor comodidad a personas que necesitan asistencia. Su estructura de aluminio ofrece resistencia sin agregar peso innecesario, permitiendo una maniobrabilidad ágil. Incorpora un eje de liberación rápida para facilitar el transporte, reposabrazos ajustables en altura y apoyapiés regulables, adaptándose a distintas necesidades de uso diario.

Marco	Plegable de aluminio
Ancho de asiento	16", 18" y 20"
Profundidad asiento	16" y 18"
Peso del producto	15.5 kg 10 kg sin apoya piernas
Capacidad de peso	120 kg / 265 lbs
Rueda delantera	8"x 2" sólidas
Rueda trasera	24" neumáticas, (opcional sólidas) Extracción rápida con rayos cruzados
Apoyabrazos	Ajustables en altura y abatibles
Soporte de pies	Desmontables y ajustables en altura
Respaldo	Tensión ajustable 18" de altura

Para personas que requieren una silla de traslado de forma ligera y segura.



Silla de acero



SOMOS UNO • SOMOS ACCESIBILIDAD



La Coyote® Acero ofrece una solución práctica para personas con movilidad reducida que buscan una silla confiable para desplazamientos básicos. Su estructura plegable permite un fácil transporte en vehículos o dentro de instalaciones médicas, brindando comodidad y seguridad. Su diseño compacto permite guardarla fácilmente y soporta un peso de hasta 120 kg, sin comprometer su funcionalidad ni durabilidad.

Marco	Plegable de acero
Ancho de asiento	16", 18" y 20"
Profundidad asiento	16"
Peso del producto	18 kg / 39.7 lbs
Peso de transporte	16 kg (35.3 lbs) sin apoyapiernas
Capacidad de peso	120 kg / 265 lbs
Rueda delantera	8" x 2" (Opcional 8" x 1")
Rueda trasera	24" sólidas, no extracción rápida
Apoyabrazos	Abatibles
Soporte de pies	Desmontables y opcional elevables
Respaldo	Tela estándar 16" de altura

Para personas que requieren una silla de traslado de forma ligera y segura.



Silla reclinable



SOMOS UNO • SOMOS ACCESIBILIDAD



La Coyote® R brinda confort y apoyo total para quienes necesitan asistencia postural completa, sin renunciar a la movilidad. Su respaldo reclinable hasta 180° permite posicionamientos prolongados en distintas posturas. Además, cuenta con reposabrazos removibles que facilitan el acceso lateral y elevapiernas que mejoran la comodidad. Gracias a su eje de liberación rápida, se transporta fácilmente incluso en vehículos pequeños.

Marco	Plegable de acero
Ancho de asiento	16", 18" y 20"
Profundidad asiento	16"
Peso del producto	26 kg / 57.3 lbs
Capacidad de peso	136 kg / 300 lbs
Ruedas delanteras	8"x 2"
Ruedas traseras	24" neumáticas extracción rápida
Apoyabrazos	Desmontables
Apoya pies	Elevables, abatibles y desmontables
Altura de respaldo	20" / Con soporte de cabeza 31"
Soporte de cabeza	Incluido

Para personas que requieren una silla de traslado de forma ligera y segura.



Silla bariátrica



SOMOS UNO • SOMOS ACCESIBILIDAD



La Coyote® M es una silla robusta y funcional para personas que requieren un modelo resistente y confiable. Diseñada para soportar hasta 150 kg, su estructura de acero brinda durabilidad para el uso diario, sin comprometer la comodidad. Es una opción ideal para quienes buscan una silla que acompañe sus rutinas con estabilidad y eficiencia.

Marco	Plegable de acero
Ancho de asiento	22" y 24"
Profundidad asiento	18"
Peso del producto	24 kg 22 kg sin apoyapiernas
Capacidad de peso	150 kg / 330 lbs
Rueda delantera	8"x 2" sólidas
Rueda trasera	24" sólidas con rayos cruzados
Apoyabrazos	Abatibles tipo escritorio
Soporte de pies	Desmontables y ajustables en altura
Tela	Nylon reforzado con espuma, resistente al fuego

Para personas que requieren una silla de traslado de forma ligera y segura.



Silla con basculación a 45°



Una silla para necesidades especiales que brinda basculación y soporte de posicionamiento.

La Coyote® T ofrece funciones de reclinación e inclinación en una estructura de aluminio, brindando alivio de presión y apoyo postural para usuarios pediátricos con daño neurológico. Su sistema de inclinación manual permite ajustar el ángulo del asiento en el espacio, ayudando a realizar cambios posturales con facilidad. Es compatible con soportes de cabeza, apoyos laterales y abductor, permitiendo un posicionamiento básico pero efectivo.

Marco	Aluminio, plegable
Ancho del asiento	14", 16"
Profundidad asiento	14"
Altura respaldo	18" 22" con soporte de cabeza
Peso producto	21 kg 11 kg sin accesorios
Capacidad peso	90 kg / 198 lbs
Rueda delantera	6" sólidas
Rueda trasera	16" sólidas
Asiento, respaldo	Acolchados transpirable
Apoyabrazos	Ajustables en altura y desmontables
Soporte de pies	Elevables, desmontables y ajustables

Silla con basculación y reclinación manual



Una silla para necesidades especiales que brinda basculación y soporte de posicionamiento.

La Coyote®T+ es una silla neurológica con marco rígido de aluminio, pensada para brindar libertad de movimiento, posibilidad de crecimiento y ajustes personalizados. Gracias a sus funciones manuales de reclinación e inclinación, permite realizar cambios posturales con facilidad. Su estructura se adapta a cualquier tipo de respaldo y asiento, lo que permite configurar el posicionamiento según las necesidades específicas.

Marco	Marco rígido de aluminio, color negro
Ancho de asiento	14" hasta 19"
Profundidad asiento	14" hasta 19" (Panel de aluminio)
Peso producto	34 kg
Capacidad peso	136 kg
Rueda delantera	7" sólidas
Rueda trasera	16" sólidas
Apoyabrazos	Ajustables en altura y desmontables
Soporte cabeza	Anatómico, ángulo y profundidad.
Respaldo y cojín	No incluidos
Soportes de tronco	No incluidos

Silla activa de aluminio



Para personas que requieren una silla de traslado de forma ligera y segura.



SOMOS UNO • SOMOS ACCESIBILIDAD

La Coyote® A es una silla de ruedas liviana con estructura rígida de aluminio, pensada para personas activas que buscan mayor funcionalidad y libertad de movimiento. Su diseño compacto y resistente permite una conducción ágil y segura en distintos entornos. Proporciona una excelente combinación entre maniobrabilidad y durabilidad para el uso diario, sin sacrificar el confort ni la independencia.

Marco	Rígido de aluminio color negro
Ancho del asiento	16" y 18"
Profundidad asiento	16"
Altura respaldo	14" - 16"
Ruedas delanteras	5"x 1.5" sólidas rin de aluminio negro
Ruedas traseras	24" neumática, extracción rápida
Capacidad de peso	110 kg / 242.5 lbs
Peso producto	14 kg 9 kg sin ruedas traseras
Accesorios opcionales	Apoya brazos tubulares



Cojín OneLoh



SOMOS UNO • SOMOS ACCESIBILIDAD



El cojín OneLoh combina comodidad y practicidad en una solución accesible para mejorar la experiencia de uso de la silla de ruedas. Fabricado en espuma de densidad media, brinda soporte adecuado para períodos prolongados de uso. Su diseño liviano facilita su transporte y adaptación a diferentes modelos de sillas, mientras que su funda transpirable y fácil de limpiar mantiene la higiene y el confort en todo momento.

Ancho 14", 16", 18" y 20"

Profundo 14", 16", 17" y 18"

Altura 8 cm / 3.1"

Grosor de la parte inferior del muslo 7 cm / 2.7"

Espesor medial del muslo 4.5 cm / 1.7"

Soporte lateral para muslos 4.5 cm / 1.7"

Contorno pélvico 3.5 cm / 1.3"

Capacidad de peso 130 kg / 286 lbs

Auxiliar para posicionamiento y confort al usuario.



Scooter compacto



SOMOS UNO • SOMOS ACCESIBILIDAD

limosa 



El scooter Limosa® te da la libertad de moverte con facilidad, ya sea en exteriores o durante tus viajes. Combina el rendimiento de un scooter deportivo con la portabilidad de un modelo de viaje. Su diseño permite que se desmonte rápidamente en 5 piezas para facilitar el transporte y almacenamiento. A pesar de su tamaño compacto, es resistente y soporta hasta 136 kg, brindando independencia y seguridad en cada trayecto.

Asiento	17" ancho por 15" de profundo
Altura respaldo	15"
Peso del producto	49 kg / 108 lbs
Peso de partes	Delantera 16.5 kg, trasera: 11.5 kg Baterías 9 kg, Asiento y respaldo: 10 kg
Capacidad de peso	136 kg / 300 lbs
Ruedas	8"x 2.5" Sólidas
Altura base a piso	10 cm
Apoyabrazos	Abatibles y acolchados
Velocidad	8 kmh
Color	Verde petróleo

Diseñado para ser conducido en aceras y zonas peatonales.



Silla motorizada transportable



La silla de ruedas motorizada Felix® ofrece una excelente combinación de potencia, portabilidad y diseño funcional para facilitar tu independencia. Incorpora un respaldo ajustable en tela y reposabrazos regulables en altura. Está equipada con dos motores y una batería compuesta por dos unidades de 12V, lo que garantiza un desplazamiento fluido en distintas superficies.

Marco	Acero, plegable color azul
Asiento	17", 18 y 19" ancho por 17" de profundo
Altura respaldo	16"
Tipo respaldo	Tensión ajustable de 7 bandas
Peso producto	65 kg / 143.3 lbs
Peso de transporte	37.5 kg (82.7 lbs) sin ap ni baterías
Capacidad peso	136 kg / 300 lbs
Ruedas	12" sólidas 8"x 2" sólidas
Velocidad	7 kmh
Batería	Acido Selladas de 12V/25AH
Apoya piernas	Desmontables y regulación tibiotarsa

Para usuarios con movilidad reducida parcial o total de miembros inferiores.

Silla motorizada compacta



SOMOS UNO • SOMOS ACCESIBILIDAD

FELIX^e



La Felix[®] E es una silla de ruedas motorizada con plegado frontal que facilita su almacenamiento y transporte sin esfuerzo. Ofrece una conducción suave tanto en interiores como exteriores, gracias a su motor potente y diseño ergonómico. Su asiento acolchado y respaldo con tensión ajustable proporcionan comodidad prolongada, y soporta hasta 136 kg, brindando movilidad con total seguridad.

Marco	Aluminio, plegable, color negro
-------	---------------------------------

Ancho asiento	18"
---------------	-----

Profundo asiento	17"
------------------	-----

Altura respaldo	18"
-----------------	-----

Peso producto	36 kg / 79.4 lbs
---------------	------------------

Capacidad peso	136 kg / 300 lbs
----------------	------------------

Ruedas	12" sólida 8"x 2" sólida
--------	----------------------------

Motores	200W*2 LINIX
---------	--------------

Velocidad	7 kmh
-----------	-------

Batería	Litio 24V 20Ah, cargador HP 24V
---------	---------------------------------

Para usuarios con movilidad reducida parcial o total de miembros inferiores.



Silla motorizada con basculación y reclinación eléctrica



FELIX^{RT}



La Felix® RT es una silla motorizada con estructura rígida y sistema electrónico de reclinación e inclinación que ofrece máxima independencia y confort. Pensada para usuarios con daño neurológico, permite realizar ajustes posturales sin esfuerzo. Su respaldo y asiento de espuma inyectada proporcionan soporte continuo, ayudando a mantener una postura adecuada y confortable en todo momento.

Marco	Rígido de acero color azul
Ancho asiento	18"
Profundo asiento	17"
Altura respaldo	20.5"
Peso producto	102.4 kg / 226 lbs
Capacidad peso	136 kg / 300 lbs
Ruedas	14" x 3" sólida 9" x 3" sólida
Motores	340W*2
Velocidad	10 kmh
Batería	De plomo-ácido de 24 V y 52 Ah

Para usuarios con movilidad reducida parcial o total de miembros inferiores.



Silla motorizada de marco rígido

FELIX^R



La Felix[®] R combina comodidad, soporte postural y control preciso en una silla motorizada de estructura rígida para uso interior y exterior. El joystick permite manejarla fácilmente, mientras que su respaldo ergonómico y apoyacabezas mejoran la posición del usuario. Además, cuenta con un asiento que se ajusta a las medidas del cuerpo, permitiendo un uso personalizado y cómodo durante todo el día.

Marco	Rígido de acero color azul
Ancho asiento	18"
Profundo asiento	17"
Altura respaldo	20.5"
Peso producto	102.4 kg / 226 lbs
Capacidad peso	136 kg / 300 lbs
Ruedas	12.5" x 2" sólida 8" x 2" sólida
Motores	340W*2
Velocidad	10 kmh
Batería	De plomo-ácido de 12 V/38 Ah

Para usuarios con movilidad reducida parcial o total de miembros inferiores.



Movilidad e independencia



USA - Loh Medical Headquarters

✉ Info@lohmedical.com

☎ Sales (570) 316-0872

México

✉ infomexico@lohmedical.com

☎ Ventas (52) 56 2099 9337 

Aruba | Barbados | Bermuda | Curacao

Ecuador | Guatemala | Panamá

Puerto Rico | Trinidad y Tobago

✉ caribe@lohmedical.com

☎ Ventas +1 (570) 319 4647 

Bahamas | Bonaire | El Salvador

Honduras | Islandia | Jamaica

Nicaragua | República Dominicana

Otros

✉ ventas@lohmedical.com

☎ Ventas +1 (570) 213 7984

 Ventas +1 272 6109

**Argentina | Bolivia | Chile | Paraguay
Perú | Uruguay**

✉ infoconosur@lohmedical.com

☎ Ventas +1 (570) 218 4990

 Ventas +54 9 3489 48-5497

Brasil

✉ infobrasil@lohmedical.com

☎ Vendas (11) 99132-1853 

Colombia

✉ ventascolombia@lohmedical.com

☎ Ventas (315) 9850710 

☎ Servicio técnico (315) 2355302 

☎ Postventa (315) 8749566 

☎ Atención al paciente (314) 4168450 

Costa Rica

✉ infocostarica@lohmedical.com

☎ Ventas (506) 6409 2196 

☎ Servicio técnico (506) 6489 7658 

☎ Atención al paciente (506) 6479 1786 

☎ Ventas a Distribuidores (506) 6195 6785 

www.lohmedical.com